



www.it-v.net

WingSTEP / BreastSTEP Pole Bridge Bar Produktinformation



WARUM

Pole Bridge Bar


- + Für Bestrahlungen im Thoraxbereich ist die exakte Positionierung der Arme unerlässlich.
- + Die verstellbare Pole Bridge Bar erlaubt es dem Patienten, sich während der Behandlung am Kopfbende festzuhalten.
- + Die Pole Bridge Bar bewirkt eine konstante, exakt reproduzierbare Position von Unter- und Oberarm und ein sicheres Gefühl für den Patienten.
- + Sowohl für den rechten sowie für den linken Handgriff gibt es 5 individuell einstellbare Arretierungen.
- + Die Pole Bridge Bar lässt sich schnell und einfach von einer Person am Wing- oder BreastSTEP montieren.
- + Sowohl WingSTEP wie auch BreastSTEP passen mit montierter Pole Bridge Bar durch gängige CTs.

Pole Bridge Bar für WingSTEP (P10107-522)



- + Stäbe zur Befestigung am WingSTEP (blauer Pfeil)
- + Schnelle Befestigung am WingSTEP durch große Schraubplatten möglich
- + Handgriff rechts und links individuell einstellbar (roter Pfeil)
- + Einbuchtungen für die Befestigung der Handgriffe sind zur Dokumentation nummeriert (grüner Pfeil)
- + WingSTEP mit montierter Pole Bridge Bar (Bild unten)

Pole Bridge Bar für BreastSTEP (P10107-521)



- + Stäbe zur Befestigung am BreastSTEP (blauer Pfeil)
- + Schnelle Befestigung am BreastSTEP durch große Schraubplatten möglich
- + Handgriff rechts und links individuell einstellbar (roter Pfeil)
- + Einbuchtungen für die Befestigung der Handgriffe sind zur Dokumentation nummeriert (grüner Pfeil)
- + BreastSTEP mit montierter Pole Bridge Bar (Bild unten)

Perfectly Precise from Head to Toe

Sollten Sie Fragen zu unseren Produkten haben, bitte kontaktieren Sie uns!
Wir beraten Sie gerne und stellen ein unverbindliches Angebot!

officeD@it-v.net

